

# Desinfektionstücher Stricker

ad us. vet.

Disinfezione di capezzoli e ferite di animali

---

## Composizione

Panno mono-uso imbevuto di 3 ml di soluzione disinfettante.

Solutio:

Benzethonii chloridum	1 mg
Alcohol isopropylicus	600 mg
Aqua q.s. ad solutionem pro	1 ml

## Proprietà / Effetti

Il cloruro di benzetonio è una base ammoniacale quaternaria ad ampio spettro d'azione contro germi gram-positivi e gram-negativi. L'aggiunta di isopropanolo migliora, inoltre, in maniera cospicua l'effetto disinfettante del cloruro di benzetonio. L'isopropanolo stesso possiede l'identico spettro d'azione biologico dell'etanolo, ma doppia efficacia. Il meccanismo d'azione è, come per l'etanolo, un danno irreversibile dei microorganismi tramite denaturazione delle proteine.

## Indicazioni

Disinfezione di siti d'iniezione, capezzoli e ferite in animali grandi e piccoli. Disinfezione delle mani.

## Posologia / uso

Aprire il sacchetto di PVDC sigillato e passare il panno sulle regioni da disinfettare. Usare un panno per ogni procedimento.

## Termini d' attesa

Nessuno

## Interazioni

Non combinare con sapone né sciacquare prima del trattamento perché i saponi di ogni tipo antagonizzano — come tutti i tensidi cationici attivi — le basi ammoniacali quaternarie.

## Altre indicazioni

Evitare il contatto con gli occhi.

Tenere al di fuori della portata dei bambini. Conservare a temperature ambiente (15 - 25°C). Da impiegarsi solo fino alla data indicata sull'etichetta.

## Confezioni

Confezioni da 25, 100 o 1.000 pezzi

Swissmedic 48'188 (D)

ATCvet Code: QD08AJ58

## Stato dell'informazione

Aprile 2006

Titolare dell'omologazione  
**Werner Stricker SA**  
Münchenbuchsee  
Domicilio: Zollikofen