

## **Easypill® Joint Flex Cat**

### **Complément alimentaire pour soutenir l'appareil moteur**

#### **Composition**

Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d'origine végétale, eau, sirop de glucose, céréales, mollusques et crustacés (glucosamine), lait et produits de laiterie (Ostéol™), graisse animale, poissons et sous-produits de poissons (sulfate de chondroïtine)

#### **Constituants analytiques**

Protéines brutes	27%
Matières grasses brutes	11%
Cellulose brute	0.35%
Cendres brutes	10%
Taux d'humidité	20.5%

#### **Par croquette à 2g**

D-glucosamine (2KCl)	75 mg
Osteol™	60 mg
Chondroïtine	50 mg

#### **Additifs par kg**

Lécithine de soja:	58'000 mg
Sulfate de manganèse:	3'750 mg
Sulfate de zinc:	2'500 mg

Avec des produits de conservation et antioxydants.

#### **Propriétés**

Easypill® Joint Flex Cat contient du sulfate de chondroïtine, de la glucosamine et de l'Ostéol™, un peptide issu du lait nouvellement isolé. Ces trois constituants ont une influence synergique sur les articulations et inhibent les métalloprotéinases, qui sont responsables de la dégradation articulaire.

#### **Utilisation/ Mode d'emploi**

##### **Recommandation alimentaire**

1 croquette 1 fois par jour avant le repas. Easypill® Joint Flex Cat peut être administré continuellement ou en cure de 1-2 mois quatre fois par an. Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire. Croquettes hautement appétentes pour une prise spontanée.

#### **Remarques particulières**

##### **Conservation:**

Conserver le produit à température ambiante. Fermer le sachet après utilisation.

#### **Présentation**

30 croquettes

#### **Fabrication**

Vetinnov: 18 rue du Languedoc, 31000 Toulouse, France