

Sanocyn^{dental} Spray d'hygiène

Spray dentaire à base d'acide hypochloreux pour favoriser un milieu pauvre en germes et pour nettoyer les dents, les gencives et la langue.

Composition

Eau, chlorure de sodium, chlore actif libéré par l'acide hypochloreux 0,5 g/l

Propriétés

Le spray hygiénique Sanocyn^{dental} se répartit rapidement et facilement dans la cavité buccale pour un nettoyage uniforme et efficace de toutes les zones. Son utilisation quotidienne favorise l'hygiène buccale, assure une haleine fraîche et contribue à réduire les facteurs favorisant les inflammations gingivales. De plus, son utilisation quotidienne peut limiter les colorations des dents, telles que celles causées par le tartre, et prévenir la mauvaise haleine.

L'excellente efficacité de la gamme de produits Sanocyn repose sur l'acide hypochloreux (HOCL), un composant également utilisé par le corps humain dans le cadre de ses processus de défense naturels. Le HOCL contenu dans Sanocyn est produit selon un procédé technologique breveté. Le spray d'hygiène dentaire Sanocyn^{dental}

- est indolore et ne brûle pas la peau
- est sans antibiotiques
- est sans alcool
- est très bien toléré par la peau
- a un pH neutre
- est sans colorants ni parfums

Utilisation

Convient pour une utilisation quotidienne dans la cavité buccale ou après un traitement dentaire. Combat la mauvaise haleine et prévient la formation de tartre. Peut être utilisé chez tous les mammifères, quel que soit leur âge.

Application

Vaporisez quotidiennement le spray d'hygiène Sanocyn^{dental} sur les dents et les gencives de l'animal. Insistez particulièrement sur les inflammations des gencives et le tartre. Pour faciliter l'application, vous pouvez également vaporiser le produit sur des friandises ou dans l'eau de boisson.

Pour un résultat particulièrement efficace, il est recommandé d'utiliser le spray en combinaison avec un doigtier ou une brosse à dents.

Chats, petits chiens (<15 kg de PC) :	environ 2 pulvérisations par jour
Chiens de taille moyenne (15-30 kg de PC) :	environ 4 pulvérisations par jour
Grands chiens (>30 kg de PC) :	environ 6 pulvérisations par jour

Autres remarques

Se conserve 3 mois après ouverture. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière. Se conserve 3 mois après ouverture.

Présentation

Flacon de 75 ml

Fabricant

Loxotec GmbH, Liechtensteinstrasse 111 – 115 A-1090 Wien

Distribution en Suisse

ufamed AG
Kornfeldstrasse 2
6210 Sursee

Mise à jour des informations

Novembre 2025